



Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	05.823.205/0001-90
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.03.224-0
Nome do Dispositivo Médico	BOND 2.1
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Adesivo Odontologico
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80322400085
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351389082201372
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A. - BRASIL - CNPJ / Código Único: 05823205000190 - Endereço: AVENIDA MELVIM JONES, Nº 773 PQ INDUSTRIAL BANDEIRANTES 87070030
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	04/08/2014
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IFU - Bond 2.1 - Rev. 08.pdf	0864845235 - 17/08/2023 09:08:41

Modelo Produto Médico
Bond 2.1 4 mL (0101033001)
Bond 2.1 5 mL (0101033002)
Bond 2.1 6 mL (0101033003)

Ácido Gel 5%

Fluorídrico



O Ácido Gel 5% é um condicionador à base de ácido fluorídrico, na concentração de 5%, para condicionar superfícies de cerâmicas odontológicas e elevar a capacidade de retenção de materiais resinosos.

Indicação:

- Condicionamento de porcelanas dentais para adesão em processos de restauração em vidro ceramizado.

1 Cerâmica vítrea à base de dissilicato de lítio:
20 segundos

Apresentação:

- 1 Seringa com 2,5 mL e 2 ponteiros

REG. ANVISA Nº: 80322400093

Ácido Gel 10%

Fluorídrico



O Ácido Gel 10% é um gel à base de ácido fluorídrico, na concentração de 10%, para condicionar superfícies de cerâmicas odontológicas e elevar a capacidade de retenção de materiais resinosos.

Indicação:

- Condicionamento superficial de porcelanas dentais para adesão em processos de restauração, com porcelanas feldspáticas e vidros ceramizados.

1 Vidros ceramizados
usados:
1 minuto

Apresentações:

- 1 Seringa com 2,5 mL e 2 ponteiros

REG. ANVISA Nº: 80322400046

Ácido Gel 37%

Fosfórico



O Ácido Gel é um condicionador à base de ácido fosfórico a 37% para o condicionamento da superfície de esmalte e dentina.

Indicação:

- Indicado para o condicionamento da superfície de esmalte e dentina.

1 Fácil remoção
após a aplicação

2 Excelente
viscosidade

Apresentação:

- 3 Seringas com 2,5 mL cada e 3 ponteiros

REG. ANVISA Nº: 80322400007

Bond 2.1

Sistema adesivo de dois passos



Bond 2.1 incorpora os dois componentes, primer e agente adesivo, em única frasco, simplificando os procedimentos clínicos, com excelentes resultados em termos de forças de adesão.

Indicação:

Bond 2.1 é indicado para:

- Restaurações diretas de resinas fotopolimerizáveis;
- Restaurações indiretas: inlay, onlay e laminados;
- Restaurações com retentor intra-radicular (quando utilizado em juntamente com um cimento resinoso);
- Restaurações protéticas: coroas unitárias e próteses fixas de mais elementos.

1 Excelente resistência
adesiva

2 Fotopolimerização
em 20 segundos

Apresentação:

- 1 Frasco com 4 mL, 5 mL ou 8 mL

REG. ANVISA Nº: 80322400085



Applic Restaurador temporário fotopolimerizável

Applic é um obturador provisório fotopolimerizável com a função de selar a cavidade pulpar, prevenindo a microinfiltração e a saída de medicamentos intracanaís, garantindo o sucesso do tratamento endodôntico. Composto de resinas fotopolimerizáveis, de fácil aplicação e remoção, pois está pronto para o uso. Não contém eugenol, sendo compatível com as restaurações de resinas compostas.

Indicação:

- Procedimentos de obturação provisória e no vedamento temporário ou definitivo de parafuso sobre implante.

✓ **Fácil aplicação e remoção, pronto para uso**

⚗ **Não contém eugenol**

📦 **Disponível nas cores: A2 e A3**



Apresentação:

- 2 seringas com 2 g cada

REG. ANVISA Nº: 80322400062

Cimento de Zinco

O Cimento de Zinco é indicado para cimentar restaurações metálicas fundidas, restaurações cerâmicas, coroas, pontes e para uso como cimento de base ou barro cavitário.

Indicação:

- Fixação de incrustações, coroas e pontes;
- Forração de cavidades;
- Restaurações dentárias e provisórias.

Passo a passo:



Passo 01
Início da manipulação de cimento pó + líquido.

Passo 02
Preparação recomendada de 1 medida grande da colher medidora para 4 gotas de líquido.

Passo 03
Divisão do pó para manipulação incrementada.



Passo 04
Processo de homogeneização.

Passo 05
Consistência para aplicação.

Passo 06
Fácil aplicação.

💧 **Baixa solubilidade**

👊 **Possui alta resistência à compressão**

👉 **Fácil manipulação**

Apresentações:

- Líquido – 1 Frasco com 10 mL
- Pó – 1 Frasco com 28 g

REG. ANVISA Nº: 80322400079



Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária



Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	05.823.205/0001-90
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.03.224-0
Nome do Dispositivo Médico	CIMENTO CIRÚRGICO
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Cimentos Odontologicos
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80322400119
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351349353201974
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A. - BRASIL - CNPJ / Código Único: 05823205000190 - Endereço: AVENIDA MELVIM JONES, Nº 773 PQ INDUSTRIAL BANDEIRANTES 87070030
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	29/07/2019
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instrução de uso_Cimento Cirurgico.pdf	4253274218 - 27/10/2021 16:15:35

Modelo Produto Médico
<p>1. CIMENTO CIRURGICO PÓ: Embalagem primaria: -Frasco em polietileno de alta densidade, com capacidade de 50g ou 20g, e tampa confeccionada em polietileno de alta densidade</p> <p>- Frasco em vidro com capacidade de 50g ou 20g, e tampa confeccionada em polietileno de alta densidade.</p> <p>Embalagem secundaria: - Caixa cartonada tipo triplex confeccionada em 100% de papel cartolina, contendo cimento cirúrgico pó (50gramas, 75 gramas, 25gramas ou 20 gramas), e 01 manual de instrução</p> <p>- Embalagem plástica sachê tipo flowpack confeccionada em 100% de polietileno de baixa densidade, contendo cimento cirúrgico pó (50gramas, 75 gramas, 25gramas ou 20 gramas), e 01 manual de instrução</p> <p>Embalagem plástica tipo blister confeccionada em polietileno de alta densidade contendo cimento cirúrgico pó (50gramas, 75 gramas, 25gramas ou 20 gramas) e 01 manual de instrução.</p>
<p>2. CIMENTO CIRURGICO LIQUIDO: Embalagem primaria: -Frasco em polietileno de alta densidade, com capacidade de 50ml contendo cimento cirúrgico liquido (20mL, 30mL ou 10mL), e tampa confeccionada em 100% de polietileno de alta densidade</p>

- Frasco em vidro com capacidade de 50ml contendo cimento cirúrgico líquido (20mL, 30mL ou 10mL), e tampa confeccionada em polietileno de alta densidade.

Embalagem secundária:

-Caixa cartonada tipo triplex confeccionada em 100% de papel cartolina contendo cimento cirúrgico líquido (20mL, 30mL ou 10mL) e 01 manual de instrução

- Embalagem plástica sachê (tipo flowpack) confeccionada em 100% de polietileno de baixa densidade contendo cimento cirúrgico líquido (20mL, 30mL ou 10mL) e 01 manual de instrução

Embalagem plástica tipo blister confeccionada em 100% de polietileno de alta densidade, contendo cimento cirúrgico líquido (20mL, 30mL ou 10mL) e 01 manual de instrução.

3. KIT cimento Cirúrgico:

- Caixa cartonada tipo triplex confeccionada em 100% de papel cartolina contendo: 01 cimento cirúrgico pó (50gramas, 75 gramas, 25gramas ou 20 gramas), 01 cimento cirúrgico líquido (20 ml ou 10ml) , e 01 manual de instrução

- Embalagem plástica sachê (tipo flowpack) confeccionada em 100% de polietileno de baixa densidade contendo: 01 cimento cirúrgico pó (20mL, 30mL ou 10mL), 01 cimento cirúrgico líquido (20 ml ou 10ml), e 01 manual de instrução

- Embalagem plástica tipo blister confeccionada em 100% de polietileno de alta densidade contendo: 01 cimento cirúrgico pó (50gramas, 75 gramas, 25gramas ou 20 gramas), 01 cimento cirúrgico líquido (20ml ou 10ml), e 01 manual de instrução.

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária



Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	05.823.205/0001-90
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.03.224-0
Nome do Dispositivo Médico	CIMENTO CIRÚRGICO
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Cimentos Odontologicos
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80322400119
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351349353201974
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A. - BRASIL - CNPJ / Código Único: 05823205000190 - Endereço: AVENIDA MELVIM JONES, Nº 773 PQ INDUSTRIAL BANDEIRANTES 87070030
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	29/07/2019
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instrução de uso_Cimento Cirurgico.pdf	4253274218 - 27/10/2021 16:15:35

Modelo Produto Médico
<p>1. CIMENTO CIRURGICO PÓ: Embalagem primaria: -Frasco em polietileno de alta densidade, com capacidade de 50g ou 20g, e tampa confeccionada em polietileno de alta densidade</p> <p>- Frasco em vidro com capacidade de 50g ou 20g, e tampa confeccionada em polietileno de alta densidade. Embalagem secundaria: - Caixa cartonada tipo triplex confeccionada em 100% de papel cartolina, contendo cimento cirúrgico pó (50gramas, 75 gramas, 25gramas ou 20 gramas), e 01 manual de instrução</p> <p>- Embalagem plástica sachê tipo flowpack confeccionada em 100% de polietileno de baixa densidade, contendo cimento cirúrgico pó (50gramas, 75 gramas, 25gramas ou 20 gramas), e 01 manual de instrução</p> <p>Embalagem plástica tipo blister confeccionada em polietileno de alta densidade contendo cimento cirúrgico pó (50gramas, 75 gramas, 25gramas ou 20 gramas) e 01 manual de instrução.</p>
<p>2. CIMENTO CIRURGICO LÍQUIDO: Embalagem primaria: -Frasco em polietileno de alta densidade, com capacidade de 50ml contendo cimento cirúrgico liquido (20mL, 30mL ou 10mL), e tampa confeccionada em 100% de polietileno de alta densidade</p>

- Frasco em vidro com capacidade de 50ml contendo cimento cirúrgico líquido (20mL, 30mL ou 10mL), e tampa confeccionada em polietileno de alta densidade.

Embalagem secundária:

-Caixa cartonada tipo triplex confeccionada em 100% de papel cartolina contendo cimento cirúrgico líquido (20mL, 30mL ou 10mL) e 01 manual de instrução

- Embalagem plástica sachê (tipo flowpack) confeccionada em 100% de polietileno de baixa densidade contendo cimento cirúrgico líquido (20mL, 30mL ou 10mL) e 01 manual de instrução

Embalagem plástica tipo blister confeccionada em 100% de polietileno de alta densidade, contendo cimento cirúrgico líquido (20mL, 30mL ou 10mL) e 01 manual de instrução.

3. KIT cimento Cirúrgico:

- Caixa cartonada tipo triplex confeccionada em 100% de papel cartolina contendo: 01 cimento cirúrgico pó (50gramas, 75 gramas, 25gramas ou 20 gramas), 01 cimento cirúrgico líquido (20 ml ou 10ml) , e 01 manual de instrução

- Embalagem plástica sachê (tipo flowpack) confeccionada em 100% de polietileno de baixa densidade contendo: 01 cimento cirúrgico pó (20mL, 30mL ou 10mL), 01 cimento cirúrgico líquido (20 ml ou 10ml), e 01 manual de instrução

- Embalagem plástica tipo blister confeccionada em 100% de polietileno de alta densidade contendo: 01 cimento cirúrgico pó (50gramas, 75 gramas, 25gramas ou 20 gramas), 01 cimento cirúrgico líquido (20ml ou 10ml), e 01 manual de instrução.



Applic Restaurador temporário fotopolimerizável

Applic é um obturador provisório fotopolimerizável com a função de selar a cavidade pulpar, prevenindo a microinfiltração e a saída de medicamentos intracanaís, garantindo o sucesso do tratamento endodôntico. Composto de resinas fotopolimerizáveis, de fácil aplicação e remoção, pois está pronto para o uso. Não contém eugenol, sendo compatível com as restaurações de resinas compostas.

Indicação:

- Procedimentos de obturação provisória e no vedamento temporário ou definitivo de parafuso sobre implante.

 **Fácil aplicação e remoção, pronto para uso**

 **Não contém eugenol**

 **Disponível nas cores: A2 e A3**



Apresentação:

- 2 seringas com 2 g cada

REG. ANVISA Nº: 80322400062


Cimento de Zinco

O Cimento de Zinco é indicado para cimentar restaurações metálicas fundidas, restaurações cerâmicas, coroas, pontes e para uso como cimento de base ou barro cavitário.

Indicação:

- Fixação de incrustações, coroas e pontes;
- Ferração de cavidades;
- Restaurações dentárias e provisórias.

Passo a passo:



Passo 01
Início da manipulação de cimento pó + líquido.

Passo 02
Proporção recomendada de medida grande da colher medidora para 4 gotas de líquido.

Passo 03
Divisão do pó para manipulação incrementada.



Passo 04
Processo de homogeneização.

Passo 05
Consistência para aplicação.

Passo 06
Fácil aplicação.

 **Baixa solubilidade**

 **Possui alta resistência à compressão**

 **Fácil manipulação**

Apresentações:

- Líquido - 1 Frasco com 10 mL
- Pó - 1 Frasco com 28 g

REG. ANVISA Nº: 80322400079



Dual Force Cimento resinoso dual

Dual Force é um cimento resinoso de cura dual (fotoativada e química), de uso profissional. O produto é composto por Pasta Base + Pasta Catalisadora que devem ser usadas na proporção 1:1.


Indicado para a cimentação de:

- Coroas e pontes de porcelanas puras ou metal-cerâmicas;
- Inlays, onlays, coroas cerâmicas e coroas em resina laboratorial;
- Pinos radiculares de fibra de vidro, fibra de carbono, cerâmicos ou metálicos;
- Próteses adesivas (pontes de Maryland).

Passo a passo:



Passo 01
Início do tratamento



Passo 02
Aplicação de Ácido Gel (fosfórico à 37%) Maquira



Passo 03
Aplicação da adesiva Bond 2.1 Maquira no microbrush



Passo 04
Aplicação do adesivo Bond 2.1 na cavidade




Passo 05
Aplicação do agente de ligação (Silano Maquira) no pino de fibra de vidro (Fiber Post Maquira)




Passo 06
Aplicação do cimento resinoso (Dual Force) no pino + cavidade



Passo 07
Inserção do pino de fibra de vidro na cavidade




Passo 08
Finalização do procedimento com a formação do munhão



Apresentações:

- Pasta Base A1, A2, A3 e Transparente ou Pasta Catalisadora: 1 Seringa com 2,5 g e 3 ponteiras
- Pasta Base A1, A2, A3 ou Transparente + Pasta Catalisadora: 1 Seringa corpo duplo com 5 g e 5 ponteiras



Obtur Obturador provisório

O Obtur é um material pronto para uso, radiopaco, para fechamento temporário de cavidades, que endurece rapidamente na boca em contato com a saliva.

Indicação:

- Indicado para fechamento temporário de cavidades, em procedimentos não concluídos ou emergenciais na endodontia ou na dentística, prevenindo contaminações.


Caso clínico:



01
Após clareamento em consultório, será realizado curativo de demora.



04
Aspecto da pasta de hidróxido de cálcio condensada na região interna e cervical.




02
Remoção do tampão para intensificar a ação do hidróxido de cálcio.





05
Aplicação do obturador provisório Obtur Maquira, utilizado para a curativo de demora.



03
Aplicação de Clorhexidina Solução Maquira para a desinfecção dos condutos radiculares.



06
Aspecto final da obturação provisória para ação temporária do hidróxido de cálcio pós clareamento interno de consultório.



Apresentações:

- Obtur: 1 pote com 25 g
- Obtur com Flúor: 1 pote com 25 g



Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária



Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	05.823.205/0001-90
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.03.224-0
Nome do Dispositivo Médico	OBTUR
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Agente de Obturacao Provisoria
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80322400027
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351236240200950
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A. - BRASIL - CNPJ / Código Único: 05823205000190 - Endereço: AVENIDA MELVIM JONES, N° 773 PQ INDUSTRIAL BANDEIRANTES 87070030
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	26/10/2009
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instrução de Uso Obtur.pdf	0370623215 - 28/01/2021 17:43:19

Modelo Produto Médico
[sem dados cadastrados]

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária



Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	05.823.205/0001-90
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.03.224-0
Nome do Dispositivo Médico	CLORHEXIDINA SOLUÇÃO
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Antisséptico para Preparos de Cavidades
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80322400102
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351115167201705
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A. - BRASIL - CNPJ / Código Único: 05823205000190 - Endereço: AVENIDA MELVIM JONES, Nº 773 PQ INDUSTRIAL BANDEIRANTES 87070030
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	IV - MÁXIMO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	22/05/2017
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	22/05/2027

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IFU_Clorhexidina Solução_rev03.pdf	0433022221 - 03/02/2022 10:56:00

Modelo Produto Médico
[sem dados cadastrados]

4/

Clorhexidina Gel e Solução

Clorhexidina Gel: é um antisséptico com atividade antibacteriana com eficácia para gram-positivas e gram-negativas (inclusive Pseudomonas), fungos, leveduras e alguns dermatófilos. Sua viscosidade permite que o produto não escorra no momento da aplicação, permanecendo dentro da cavidade oral.

Clorhexidina Solução: é um antisséptico com atividade antibacteriana com eficácia para gram-positivas e gram-negativas (inclusive Pseudomonas), fungos, leveduras e alguns dermatófilos.

Indicação:

- Clorhexidina Gel: Indicado para desinfecção de preparos cavitários, preparos em coroas e inlays.
- Clorhexidina Solução: Indicado para desinfecção de preparos cavitários, preparos em coroas, inlays, antisepsia das mãos do profissional, do pessoal auxiliar, na antisepsia extra oral prévia em áreas que sofrerão intervenção cirúrgica, das superfícies e instrumentos.

✓ **Baixa toxicidade**
não lesionando os tecidos periapicais

💧 **Não interfere**
na adesão dos agentes de união



Apresentações:

- Gel: 2 Seringas com 3 g cada e 6 ponteiros
- Solução: 1 Frasco com 100 mL

GEL - REG. ANVISA Nº: 80322400063
SOLUÇÃO - REG. ANVISA Nº: 80322400102

EDTA Trissódico Gel e Solução

O EDTA é geralmente aceito como o mais efetivo agente quelante. No interior da cavidade pulpar, age sobre as paredes dentinárias, desmineralizando-as e tornando-as menos resistente à ação dos instrumentos endodônticos, o que facilita o preparo do canal. Remove ainda de forma eficiente, a lama dentinária, aumentando a permeabilidade da dentina.

Indicação:

- O EDTA é usado para alargar canais radiculares, remover a smear layer (lama dentinária) e preparar a parede dentinária para a adesão de materiais obturadores.

✓ **Fácil aplicação,**
pronto para uso

✓ **Gel com viscosidade**
adequada, não escorre



Apresentações:

- Gel: 2 Seringas com 3 g cada e 6 ponteiros
- Solução: 1 Frasco com 20 mL

SOLUÇÃO - REG. ANVISA Nº: 80322400049
GEL - REG. ANVISA Nº: 80322400051



Banda Matriz

Tira de aço para restauração



Promove o contorno proximal de dentes posteriores para colocação e condensação do amálgama, sendo rígida o suficiente para não se descolar durante a restauração.

Indicação:

- Indicado para reconstrução de dentes posteriores.

 Conta com bordas lisas para preservação dos tecidos moles

 Confeccionada com aço inoxidável

Apresentações:

- 0,05 x 5 mm – 1 unidade com 50 cm
- 0,05 x 7 mm – 1 unidade com 50 cm

Cunha Anatômica

Cunhas interdentais em madeira



Cunhas de madeira de tamanhos sortidos para procedimentos restauradores com a função mecânica de adaptar a matriz e/ou afastar dentes adjacentes.

Indicação:

- Indicadas para uso geral, em procedimentos restauradores com a função mecânica de adaptar a matriz e/ou afastar dentes adjacentes.

 Com pigmento atóxico

 Fácil manuseio com a pinça

Apresentação:

- 100 cunhas sortidas

Bandeja Odontológica

Bandeja odontológica para esterilização de instrumentos em autoclave.

Indicação:

- Acomodar e organizar instrumentos durante o processo de esterilização e/ou realização de procedimentos.

 Bandejas leves, finas e de fácil manuseio

 Fabricadas com material de alta resistência

 Autoclavável 121 °C

 Disponível nas cores: Azul, rosa e branco



Tamanhos:

- 22 x 9 x 1,5 cm
- 22 x 12 x 1,5 cm
- 22 x 17 x 1,5 cm



Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária



Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	05.823.205/0001-90
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.03.224-0
Nome do Dispositivo Médico	BANDA MATRIZ
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Matriz Odontologica
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80322400069
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351666564201238
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A. - BRASIL - CNPJ / Código Único: 05823205000190 - Endereço: AVENIDA MELVIM JONES, Nº 773 PQ INDUSTRIAL BANDEIRANTES 87070030
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	25/03/2013
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IFU Banda Matriz rev 00.pdf	3815627214 - 27/09/2021 13:34:52

Modelo Produto Médico
BANDA MATRIZ 5 mm X 50 cm BANDA MATRIZ 5 mm X 1 m BANDA MATRIZ 5 mm X 3 m BANDA MATRIZ 7 mm X 50 cm BANDA MATRIZ 7 mm X 1 m BANDA MATRIZ 7 mm X 3 m

Banda Matriz

Tira de aço para restauração



Promove o contorno proximal de dentes posteriores para colocação e condensação do amálgama, sendo rígida o suficiente para não se descolar durante a restauração.

Indicação:

- Indicado para reconstrução de dentes posteriores.

 Conta com bordas lisas para preservação dos tecidos moles

 Confeccionada com aço inoxidável

Apresentações:

- 0,05 x 5 mm – 1 unidade com 50 cm
- 0,05 x 7 mm – 1 unidade com 50 cm

Cunha Anatômica

Cunhas interdentais em madeira



Cunhas de madeira de tamanhos sortidos para procedimentos restauradores com a função mecânica de adaptar a matriz e/ou afastar dentes adjacentes.

Indicação:

- Indicadas para uso geral, em procedimentos restauradores com a função mecânica de adaptar a matriz e/ou afastar dentes adjacentes.

 Com pigmento atóxico

 Fácil manuseio com a pinça

Apresentação:

- 100 cunhas sortidas

Bandeja Odontológica

Bandeja odontológica para esterilização de instrumentos em autoclave

Indicação:

- Acomodar e organizar instrumentos durante o processo de esterilização e/ou realização de procedimentos.

 Bandejas leves, finas e de fácil manuseio

 Fabricadas com material de alta resistência

 Autoclavável 121 °C

 Disponível nas cores: Azul, rosa e branco



Tamanhos:

- 22 x 9 x 1,5 cm
- 22 x 12 x 1,5 cm
- 22 x 17 x 1,5 cm



Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária



Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	05.823.205/0001-90
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.03.224-0
Nome do Dispositivo Médico	BANDA MATRIZ
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Matriz Odontologica
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80322400069
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351666564201238
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A. - BRASIL - CNPJ / Código Único: 05823205000190 - Endereço: AVENIDA MELVIM JONES, Nº 773 PQ INDUSTRIAL BANDEIRANTES 87070030
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	25/03/2013
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IFU Banda Matriz rev 00.pdf	3815627214 - 27/09/2021 13:34:52

Modelo Produto Médico
BANDA MATRIZ 5 mm X 50 cm BANDA MATRIZ 5 mm X 1 m BANDA MATRIZ 5 mm X 3 m BANDA MATRIZ 7 mm X 50 cm BANDA MATRIZ 7 mm X 1 m BANDA MATRIZ 7 mm X 3 m

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária



Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	05.823.205/0001-90
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.03.224-0
Nome do Dispositivo Médico	HEMOLIQ
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Retradores Gengivais e Hemostáticos
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80322400126
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351361955201908
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A. - BRASIL - CNPJ / Código Único: 05823205000190 - Endereço: AVENIDA MELVIM JONES, Nº 773 PQ INDUSTRIAL BANDEIRANTES 87070030
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	III - ALTO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	29/07/2019
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	12/02/2027

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IFU_Hemoliq_rev01.pdf	3686160218 - 17/09/2021 13:52:39

Modelo Produto Médico
[sem dados cadastrados]

4

Bolsa Térmica

Quente & Fria



Bolsa composta de gel para facilitar a aplicação de terapia de frio ou calor, pois mantém a temperatura por mais tempo que a água.

Indicação:

- Indicada para tratamento coadjuvante dos processos dolorosos em geral, como implantodontia, periodontia, processos hemorrágicos, tratamentos cirúrgicos, processos inflamatórios e traumáticos.

 Pode ser utilizada várias vezes, mantendo sua flexibilidade

 Bolsa de gel flexível mesmo gelada freezer ou congelador de 2 a 4 horas

Apresentação:

- 10 unidades com 100 g cada

Cimento Cirúrgico



Cimento cirúrgico a base de óxido de zinco e eugenol para uso após cirurgias periodontais, que oferece uma proteção local segura para feridas cirúrgicas, mantendo-as limpas. É produzido por mistura de seus componentes (pó e líquido) no momento do uso.

Indicação:

- Indicado como revestimento periodontal para proteção das suturas oriundas de cirurgias periodontais.

 Forte adesão e plasticidade

 Proteção de feridas cirúrgicas, mantendo-as limpas

Apresentações:

- Líquido - 1 Frasco com 20 mL
- Pó - 1 Frasco com 50 g
- Kit - 1 Frasco de Cimento Cirúrgico Pó e 1 Frasco de Cimento Cirúrgico Líquido

Hemopare



Hemopare auxilia na hemostasia e retração gengival, devido à presença de cloreto de alumínio que provoca uma contração da camada superficial da gengiva livre pela precipitação de proteínas tissulares e séricas. Utilizado nos preparos cavitários para restaurações e para prótese dental. Os tecidos acondicionados se reestabelecem dentro de 1 hora. Não contém epinefrina.

Indicação:

- Indicado para hemostasia e retração gengival.

 Sem epinefrina

 Efeito de curta duração 1 hora

- Apresentação:
- 1 Frasco com 10 mL

Hemoliq



Hemoliq é um agente tóxico, em solução, para hemostasia e retração gengival, utilizado para controle do sangramento e do fluido crevicular gengival. Não contém epinefrina, é atóxico e de uso altamente seguro. Os tecidos envolvidos retornam à sua condição normal em 1 hora.

Indicação:

- Indicado para hemostasia e retração gengival, atuando como coadjuvante durante preparos cavitários para fins de restauração ou prótese dental, quando se necessita de um campo livre de sangramento. Utilizado também em combinação com fios retratores, aumentando o poder de retração.




HidroX-cal Hidróxido de cálcio fotopolimerizável

O Hidrox-cal Branco e Dentina possuem propriedades importantes, como: a biocompatibilidade, a ação antibacteriana, através da inibição enzimática e alterações na parede celular, a ação antiinflamatória e é responsável pela ativação da enzima tecidual fosfatase alcalina, indutora da formação de tecido ósseo mineralizado e, por conseguinte, contribui para o processo de reparo.

Indicação:

- Hidrox-cal permite o forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais de base como opacificador para metais e dentina reacional.

Caso clínico:



01
Tecido cariado



02
Aplicação do Hidrox-cal



03
Finalização com Aplic
Resina Composta
Nanohíbrida
Fotopolimerizável

Sem desperdício,
ponteiras que
auxiliam a aplicação
do produto na
quantidade
necessária

Radiopaco
facilitando o
diagnóstico em
exame de raio-x

**Não causa
alteração
de cor da
restauração**

**Disponível nas
cores:**
• Branco
• Dentina

Fotopolimerizável
20 segundos

**Não contém
Eugenol**

Apresentação:

- 1 Seringa com 2 g e 5 ponteiras

Hydcal Cimento de hidróxido de cálcio

Hydcal é produzido à base de hidróxido de cálcio a partir da reação de dois componentes: pasta base e pasta catalisadora. É utilizado para forramento de cavidades e proteção pulpar, em procedimentos restauradores, sem inibir a polimerização de resinas compostas. Possui alta resistência à dissolução pelo ácido fosfórico, é produzido em coloração semelhante à da dentina, para evitar que influencie na cor dos materiais restauradores, e é radiopaco.

Indicação:

- Indicada para capeamento pulpar e como forrador de cavidades dentárias sob materiais restauradores ou outros cimentos.


Passo a Passo:



Passo 01
Determinação da
proporção 1:1 das pastas
base e catalisadora.



Passo 02
Mistura das pastas base
e catalisadora.



Passo 03
Assepsia da região de
aplicação.



Passo 04
Curetagem do produto
homogeneizado.



Passo 05
Aplicação do cimento de
hidróxido de cálcio.

**Alta
resistência
à dissolução
pelo ácido
fosfórico**

**Radiopaco,
visível em
exame de raio-x,
facilitando o
diagnóstico**

**Coloração
semelhante
à dentina**

Apresentação:

- 1 Tubo de pasta base com 12 g e 1 tubo de pasta catalisadora com 11 g e 1 tubo de espátula



Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária



Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	05.823.205/0001-90
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.03.224-0
Nome do Dispositivo Médico	HYDCAL CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Cimentos Odontologicos
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80322400125
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351350119201990
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A. - BRASIL - CNPJ / Código Único: 05823205000190 - Endereço: AVENIDA MELVIM JONES, Nº 773 PQ INDUSTRIAL BANDEIRANTES 87070030
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	29/07/2019
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IFU - Hydcal - Rev. 03.pdf	0401926249 - 01/04/2024 13:49:16

Modelo Produto Médico
Hydcal Catalisador (0101040015)
Hydcal Base (0101040015)

15

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária



Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	05.823.205/0001-90
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.03.224-0
Nome do Dispositivo Médico	IONGLASS R
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Cimento de Ionômero de Vidro
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80322400083
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351662089201323
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A. - BRASIL - CNPJ / Código Único: 05823205000190 - Endereço: AVENIDA MELVIM JONES, Nº 773 PQ INDUSTRIAL BANDEIRANTES 87070030
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	14/07/2014
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IFU - Ionglass R - Rev. 07.pdf	4930667224 - 11/11/2022 09:41:28

Modelo Produto Médico
IONGLASS R PÓ 5 g
IONGLASS R PÓ 10 g
IONGLASS R PÓ 20 g
IONGLASS R PÓ 30 g
IONGLASS R PÓ 40 g
IONGLASS R PÓ 50 g
IONGLASS R LÍQUIDO 4 mL
IONGLASS R LÍQUIDO 8 mL
IONGLASS R LÍQUIDO 16 mL
IONGLASS R LÍQUIDO 24 mL
IONGLASS R LÍQUIDO 32 mL
IONGLASS R LÍQUIDO 40 mL

Acessórios: Colher dosadora e Bloco para espatulação.



1 / 1

longlass C Ionômero de vidro para cimentação

longlass C é um cimento de ionômero de vidro autopolimerizável para fixação de coroas, pontes, bandas ortodônticas e peças protéticas em geral. Ao spatular o pó com o líquido forma-se uma pasta fluida de fácil aplicação e com excelente resistência adesiva em esmalte e dentina. Ótima biocompatibilidade e baixo risco de sensibilidade.

Indicação:

- Fixação de coroas, pontes e bandas ortodônticas;
- Cimentação provisória de peças protéticas em geral.

 **Excelente adesão** ao esmalte e à dentina

 **Fluidez ideal** ótima consistência para manuseio

 **Liberação e recarga de flúor**

Tempo de manipulação:

 **Mistura** Até 40 segundos

 **Trabalho** Até 3 minutos

 **Presa** 6 minutos



Apresentação:

- 1 Frasco de longlass C pó com 15 g, 1 frasco de longlass C líquido com 10 mL, 1 colher dosadora e 1 bloco para spatulação

longlass R Ionômero de vidro para restauração

longlass R é um ionômero de vidro autopolimerizável altamente resistente, estético, com viscosidade adequada indicado para trabalhos restauradores. Apresenta excelente biocompatibilidade, baixo risco de sensibilidade pós-operatória, ótimo selamento marginal na cavidade e inibe a formação de fendas.

Indicações:

- Indicado para técnica de ART (tratamento restaurador atraumático), em todas as classes de restaurações, restaurações provisórias em dentes permanentes (classes I, II, III e IV), base de restauração definitiva, lesões não cáries e cimentação provisória de peças protéticas.

 **Ótimo selante marginal** na cavidade

 **Disponível nas cores:** A2 e A3

 **Liberação e recarga de flúor**

Tempo de manipulação:


 **Mistura** até 1 minuto

 **Presa** 6 minutos



Apresentação:

- 1 Frasco de longlass R pó (A2 ou A3) com 10 g, 1 frasco de longlass R líquido com 8 mL, 1 colher dosadora e 1 bloco para spatulação



Ionomix

Espátula plástica



Espátula para manipulação de ionômero de vidro.

 Proporciona maior flexibilidade no manuseio

 Não escurece o material manipulado

 Não é autoclavável

 Composição: Polipropileno

Apresentação:
• 1 unidade

REG. ANVISA Nº: Produto isento de registro.

Marcador de Instrumentos

Marcador em silicone



Marcador indicado para diferenciar instrumentos durante procedimentos clínicos.

 Autoclavável 121 °C

 Disponível nas cores:
Azul | Verde | Vermelho | Prata
Branco | Preto | Laranja | Rosa

 Acompanha estojo para organização do produto (estojo não autoclavável)

Apresentações:
• Multicores 120 unidades
• Multicores 60 unidades
• Azul 60 unidades
• Rosa 60 unidades

REG. ANVISA Nº: Produto isento de registro.

Maquira Spray & Maqspray

Os lubrificantes Maquira Spray (200 mL) e Maqspray (100 mL) são óleos minerais atóxicos de baixa viscosidade utilizados para a manutenção diária dos instrumentos odontológicos rotacionais, prevenindo a oxidação em rolamentos e mancais de deslizamento dos instrumentos.

 Permite esterilização da peça lubrificada, sem perda das propriedades lubrificantes e antioxidantes do óleo

 Maquira Spray com bico de dupla aplicação



Apresentações:
• Maquira Spray - Frasco com 200 mL
• Maqspray - Frasco com 100 mL

REG. ANVISA Nº: Produto isento de registro.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
FLM



Novembro de 2022

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO



Prezados senhores,

A empresa **Maquira Indústria de Produtos Odontológicos**, assessorada por sua equipe legal e regulatória, declara que os produtos listados abaixo não são considerados produtos médicos/produtos para a saúde, conforme diretrizes legais brasileiras:

- Bandeja Odontológica
- Bioindicador
- Caixa para Aparelho Móvel
- Caixa para Elástico
- Cartão para Raio X
- Embalagem para elástico
- Espátula Ionomix
- Espátula Plástica
- Impression Die
- Maqspray
- Maquira Spray
- Marcador de Instrumentos
- Passa Fio
- Posicionador de Elástico
- Pote Dappen
- Prendedor de Guardanapo
- Régua Endodôntica
- Tamborel
- Tigela

A definição de produto médico está evidenciada na RDC 185/2001: "Produto para a saúde, tal como equipamento, aparelho, material, artigo ou sistema de uso ou aplicação médica, odontológica ou laboratorial, destinado à prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação ou anticoncepção e que não utiliza meio farmacológico, imunológico ou metabólico para realizar sua principal função em seres humanos, podendo, entretanto, ser auxiliado em suas funções por tais meios."

A indicação e finalidade de uso de cada um dos produtos acima listados não se encaixa dentro da definição legal, de forma que tais não são considerados produtos médicos/produto para a saúde, não sendo, conseqüentemente, regulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Dessa forma, são considerados produtos **isentos de notificação ou registro**, podendo, portanto, ser comercializados sem o acompanhamento regulatório do órgão fiscalizador.

E por ser verdadeira tal declaração, firmamos a presente,

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO LEME JUNIOR
Data: 01/03/2023 08:34:52-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br VANESSA MASCARENHAS FRIAS PASCHOAL
Data: 16/11/2022 17:50:41-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Antonio Leme Junior
CEO da Maquira Dental Group

Vanessa Mascarenhas
OAB/SP nº 460.459

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária



Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	05.823.205/0001-90
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.03.224-0
Nome do Dispositivo Médico	DIAMOND UNIVERSAL
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Pastas Para Profilaxia e Polimento Dental
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80322400052
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351249504201150
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A. - BRASIL - CNPJ / Código Único: 05823205000190 - Endereço: AVENIDA MELVIM JONES, Nº 773 PQ INDUSTRIAL BANDEIRANTES 87070030
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	07/11/2011
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IFU Diamond Universal rev 06.pdf	3917100215 - 04/10/2021 18:18:00

Modelo Produto Médico
[sem dados cadastrados]

Diamond Universal

Pasta diamantada de polimento universal

Pasta de polimento universal produzida com diamante micronizado de granulação extra fina. Oferece excelente resultado no polimento e brilho de porcelana, esmalte dental, resinas, compósitos e outros materiais restauradores.

Indicação:

- Indicada para acabamento e polimento em superfícies de materiais restauradores em geral.



Granulação extra fina produzida com partículas de diamante micronizado



Excelente performance e alta capacidade de brilho



Ótima afinidade com água e fácil remoção após o uso

Apresentação:

- 1 Seringa com 2 g e 3 ponteiros

REG. ANVISA Nº: 80322400052

Fiber Post

Pino de fibra de vidro

Fiber Post é um pino de reforço intrarradicular fabricada com uma matriz a base de fibra de vidro e resina epóxi. Apresenta alta resistência mecânica, estética, translucidez e radiopacidade. Sua dupla conicidade possibilita melhor adaptação aos canais radiculares sem demandar maiores desgastes da estrutura dental.

Indicação:

- Fiber Post é indicado para reconstrução de dentes com grande destruição coronária e tratamento endodôntico satisfatório. Auxilia no apoio e ancoragem de restaurações, fornecendo retenção e resistência ao material restaurador definitivo (casos de restaurações diretas) ou em núcleos de preenchimento (para restaurações indiretas).

Passo a passo:



Passo 01
Instrumentação e obturação do canal do dente com comprometimento endodôntico.



Passo 02
Limpe o pino com álcool e seque. Aplique uma camada de Silano (Maquira) sobre a superfície de todo o pino e deixe secar por um minuto. Aplique uma camada do adesivo Bond 2.1 (Maquira).



Passo 03
Condicione o conduto radicular com gel de Ácido Gel Fosfórico 37% (Maquira) por 15 segundos.



Passo 04
Aplique uma camada do adesivo Bond 2.1 (Maquira) e fototieve por 20 segundos.



Passo 05
Insira o cimento resinoso Dual Force (Maquira) no conduto radicular.



Passo 06
Faça a inserção do pino no canal e proceda a fotopolimerização do cimento.



Passo 07
Construção do núcleo de preenchimento (core) e finalização da restauração.

• Ótima translucidez permite a polimerização de cimentos resinosos



• Alta resistência favorecendo o brilho e a longevidade das restaurações




• Disponível nos tamanhos: Nº 0.5 / 1 / 2 / 3

Apresentações:

- Embalagem com 5 pinos (tamanho Nº 0.5, 1, 2 e 3)

REG. ANVISA Nº: 80322400082



Pasta Profilática



Pasta Profilática suficientemente abrasiva para remover de modo eficiente todos os tipos de resíduos da superfície dentária sem provocar abrasão indevida do esmalte, dentina ou cimento. Além de agir como agente de limpeza, confere ao tecido duro uma aparência estética e altamente polida.

Indicação:
 • Indicada para limpeza profilática na remoção de manchas exógenas, placas, matéria alba e resíduos orais.

-  **Formulação sem óleo**, não danifica o contra ângulo
-  **Composição contém flúor**
-  **Ótima consistência**, não escorre para cavidade bucal
-  **Disponível nos sabores:**
 - Tutti-frutti
 - Menta

Apresentações:
 • Menta - Bisnaga com 90 g
 • Tutti-frutti - Bisnaga com 90 g

Pedra Pomes



A Pedra Pomes, com auxílio da taça de borracha, promove o polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrílica, deixando as superfícies lisas e sem impregnação de sujidades.

Indicação:
 • Pó abrasivo extra fino e de baixa densidade utilizado na limpeza e polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrílica.

-  **Pó extra fino**, na cor acinzentada e com baixa densidade
-  **Versátil**, pode ser utilizado com água

Apresentação:
 • 1 Frasco com 100 g

Visucarie



Visucarie é uma solução para diagnosticar o tecido cariado, tornando capaz a visualização das diferenças histológicas da lesão.

Indicação:
 • Visucarie é indicado para a visualização e identificação do tecido cariado.

-  **Possibilita a remoção de forma seletiva do tecido cariado**
-  **Auxilia o profissional a não realizar desgastes desnecessários**

Apresentação:
 • 1 Frasco com 10 mL

Visuplac



O Visuplac Solução possui fucsina básica em sua composição, propiciando-lhe uma coloração avermelhada que auxilia na visualização da placa bacteriana, identificando a sua presença mesmo em dentes aparentemente limpos.

Indicação:
 • Indicado para a visualização de placas bacterianas.

-  **Solução para uso tópico**
-  **Revela a placa bacteriana**, facilitando sua remoção
-  **Fácil remoção**

Apresentação:
 • 1 Frasco com 10 mL



Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária



Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	05.823.205/0001-90
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.03.224-0
Nome do Dispositivo Médico	PASTA PROFILÁTICA
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Pastas Para Profilaxia e Polimento Dental
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80322400022
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351589583200811
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A. - BRASIL - CNPJ / Código Único: 05823205000190 - Endereço: AVENIDA MELVIM JONES, Nº 773 PQ INDUSTRIAL BANDEIRANTES 87070030
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	24/11/2008
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IFU Pasta Profilática rev 08.pdf	3826389212 - 28/09/2021 09:22:52

Modelo Produto Médico
Bísnaga com capacidade para 90g.

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária



Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	05.823.205/0001-90
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.03.224-0
Nome do Dispositivo Médico	PEDRA POMES
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Material de Acabamento e Polimento
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80322400016
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351251632200846
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A. - BRASIL - CNPJ / Código Único: 05823205000190 - Endereço: AVENIDA MELVIM JONES, Nº 773 PQ INDUSTRIAL BANDEIRANTES 87070030
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10/11/2008
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IFU Pedra Pomes rev 09.pdf	3813003213 - 27/09/2021 10:33:24

Modelo Produto Médico
[sem dados cadastrados]

Pasta Profilática



Pasta Profilática suficientemente abrasiva para remover de modo eficiente todos os tipos de resíduos da superfície dentária sem provocar abrasão indevida do esmalte, dentina ou cimento. Além de agir como agente de limpeza, confere ao tecido duro uma aparência estética e altamente polido.

Indicação:

- Indicada para limpeza profilática na remoção de manchas exógenas, placas, matéria alba e resíduos orais.

✓ **Formulação sem óleo**, não danifica o contra ângulo

💧 **Composição contém flúor**

🕒 **Ótima consistência**, não escorre para cavidade bucal

🍷 **Disponível nos sabores:**
• Tutti-frutti
• Menta

Apresentações:

- Menta - Bisnaga com 90 g
- Tutti-frutti - Bisnaga com 90 g

Pedra Pomes



A Pedra Pomes, com auxílio da taça de borracha, promove o polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrílica, deixando as superfícies lisas e sem impregnação de sujidades.

Indicação:

- Pó abrasivo extra fino e de baixa densidade utilizado na limpeza e polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrílica.

🪥 **Pó extra fino**, na cor acinzentada e com baixa densidade

💧 **Versátil**, pode ser utilizado com água

Apresentação:

- 1 Frasco com 100 g

Visucarie



Visucarie é uma solução para diagnosticar o tecido cariado, tornando capaz a visualização das diferenças histológicas da lesão.

Indicação:

- Visucarie é indicada para a visualização e identificação do tecido cariado.

🦷 **Possibilita a remoção de forma seletiva do tecido cariado**

🦷 **Auxilia o profissional a não realizar desgastes desnecessários**

Apresentação:

- 1 Frasco com 10 mL

Visuplac



O Visuplac Solução possui fucsina básica em sua composição, propiciando-lhe uma coloração avermelhada que auxilia na visualização da placa bacteriana, identificando a sua presença mesmo em dentes aparentemente limpos.

Indicação:

- Indicado para a visualização de placas bacterianas.

💧 **Solução para uso tópico**

🦷 **Revela a placa bacteriana**, facilitando sua remoção

🦷 **Fácil remoção**

Apresentação:

- 1 Frasco com 10 mL



Applic Flow

Resina composta fluida
fotopolimerizável

Applic Flow é uma resina composta fotopolimerizável, constituída de compósito microhíbrido e estético destinada à restauração de dentes anteriores e posteriores. O uso de monômeros metacrílicos, silanos e cargas com adequada distribuição de tamanho de partículas são combinados para fornecer um produto com propriedades físicas, mecânicas e óticas satisfatórias para o profissional.

Indicações:

- Restaurações de preparos pouco invasivos;
- Selamento de fósulas e fissuras;
- Forramento em restaurações diretas;
- Restaurações classe III e IV;
- Preparo tipo túnel;
- Reparo de defeitos de esmalte;
- Restauração em dentes decíduos;
- Colagem de fragmentos dentários;
- Reparo em resina composta;
- Selamento de lesões cervicais não cariosas;
- Planificação das paredes do preparo.

 Excelente adaptação em cavidades de difícil acesso

 Alto poder de brilho

 Estabilidade de cor e durabilidade

Apresentação:

- 1 Seringa com 2 g e 5 ponteiros
- Disponível nas cores A1, A2, A3, A3,5 e B2



Applic

Resina composta nanohíbrida
fotopolimerizável

Resina constituída de compósito nanohíbrido destinado à restauração de dentes anteriores e posteriores. O uso de monômeros metacrílicos, silanos e cargas com adequada distribuição de tamanho de partículas são combinados para fornecer um produto com propriedades físicas, mecânicas e óticas satisfatórias para o profissional. Possui radiopacidade adequada e fluorescência balanceada com a estrutura dental.

Indicações:

- Indicada para restauração direta e indireta de dentes anteriores e posteriores, permanentes e decíduos, colagem de fragmentos de dentes, redução ou fechamento de diastemas, corrigir defeitos estruturais ou alterar o formato ou cor de um dente.


 Excelente consistência fácil controle durante o manuseio

 Polimento ideal favorecendo o brilho e a longevidade das restaurações

 Sistema com 14 cores compatíveis à escala vita classical

Apresentação:

- 1 Seringa com 4 g
- Disponível nas cores: DA1 | DA2 | DA3 | DA3,5 | DB2 | EA1 EA2 | EA3 | EA3 5 | EA4 | EB1 | EB2 | EB3 | EC2 | INCISAL



Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária



Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	05.823.205/0001-90
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.03.224-0
Nome do Dispositivo Médico	APPLIC
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Agente de Obturacao Provisoria
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80322400062
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351720979201184
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A. - BRASIL - CNPJ / Código Único: 05823205000190 - Endereço: AVENIDA MELVIM JONES, Nº 773 PQ INDUSTRIAL BANDEIRANTES 87070030
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	30/04/2012
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IFU - Applic - Rev. 06.pdf	1255604239 - 14/11/2023 08:47:39

Modelo Produto Médico
Applic 2 g (0101021009)
Applic 3 g
Applic 4 g
Applic 5 g
Applic 2 g (0101021008)

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária



Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	05.823.205/0001-90
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.03.224-0
Nome do Dispositivo Médico	APPLIC
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Agente de Obturacao Provisoria
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80322400062
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351720979201184
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A. - BRASIL - CNPJ / Código Único: 05823205000190 - Endereço: AVENIDA MELVIM JONES, Nº 773 PQ INDUSTRIAL BANDEIRANTES 87070030
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	30/04/2012
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IFU - Applic - Rev. 06.pdf	1255604239 - 14/11/2023 08:47:39

Modelo Produto Médico	
Applic 2 g (0101021009)	
Applic 3 g	
Applic 4 g	
Applic 5 g	
Applic 2 g (0101021008)	

Applic Flow

Resina composta fluida
fotopolimerizável

Applic Flow é uma resina composta fotopolimerizável, constituída de compósito microhíbrido e estética destinado à restauração de dentes anteriores e posteriores. O uso de monômeros metacrílicos, silanos e cargas com adequada distribuição de tamanho de partículas são combinados para fornecer um produto com propriedades físicas, mecânicas e óticas satisfatórias para o profissional.

Indicações:

- Restaurações de preparos pouco invasivos;
- Selamento de fôssulas e fissuras;
- Forramento em restaurações diretas;
- Restaurações classe III e IV;
- Preparo tipo túnel;
- Reparo de defeitos de esmalte;
- Restauração em dentes decíduos;
- Colagem de fragmentos dentários;
- Reparo em resina composta;
- Selamento de lesões cervicais não cariosas;
- Planificação das paredes do preparo.

 Excelente adaptação em cavidades de difícil acesso

 Alto poder de brilho

 Estabilidade de cor e durabilidade

Apresentação:

- 1 Seringa com 2 g e 5 ponteiros
Disponível nas cores A1, A2, A3, A3,5 e B2

REG. ANVISA Nº: 80322400089



Applic

Resina composta nanohíbrida
fotopolimerizável

Resina constituída de compósito nanohíbrido destinado à restauração de dentes anteriores e posteriores. O uso de monômeros metacrílicos, silanos e cargas com adequada distribuição de tamanho de partículas são combinados para fornecer um produto com propriedades físicas, mecânicas e óticas satisfatórias para o profissional. Possui radiopacidade adequada e fluorescência balanceada com a estrutura dental.

Indicações:

- Indicada para restauração direta e indireta de dentes anteriores e posteriores, permanentes e decíduos, colagem de fragmentos de dentes, redução ou fechamento de diastemas, corrigir defeitos estruturais ou alterar o formato ou cor de um dente.

 Excelente consistência fácil controle durante o manuseio

 Polimento ideal favorecendo o brilho e a longevidade das restaurações

 Sistema com 14 cores compatíveis à escala vita classical

Apresentação:

- 1 Seringa com 4 g
Disponível nas cores: DA1 | DA2 | DA3 | DA3,5 | DB2 | EA1 EA2 EA3 | EA3,5 | EA4 | EB1 | EB2 | EB3 | EC2 | INCISAL

REG. ANVISA Nº: 8032240009



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
FELM
R. S. S.



Applic Flow

Resina composta fluida fotopolimerizável

Applic Flow é uma resina composta fotopolimerizável, constituída de compósito microhíbrido e estética destinado à restauração de dentes anteriores e posteriores. O uso de monômeros metacrílicos, silanos e cargas com adequada distribuição de tamanho de partículas são combinados para fornecer um produto com propriedades físicas, mecânicas e óticas satisfatórias para o profissional.

Indicações:

- Restaurações de preparos pouco invasivos;
- Selamento de fôssulas e fissuras;
- Forramento em restaurações diretas;
- Restaurações classe III e IV;
- Preparo tipo túnel;
- Reparo de defeitos de esmalte;
- Restauração em dentes decíduos;
- Colagem de fragmentos dentários;
- Reparo em resina composta;
- Selamento de lesões cervicais não cariosas;
- Planificação das paredes do preparo.

 Excelente adaptação em cavidades de difícil acesso

 Alto poder de brilho

 Estabilidade de cor e durabilidade

Apresentação:

• 1 Seringa com 2 g e 5 ponteiros
Disponível nas cores A1, A2, A3, A3,5 e B2



Applic

Resina composta nanohíbrida fotopolimerizável

Resina constituída de compósito nanohíbrido destinado à restauração de dentes anteriores e posteriores. O uso de monômeros metacrílicos, silanos e cargas com adequada distribuição de tamanho de partículas são combinados para fornecer um produto com propriedades físicas, mecânicas e óticas satisfatórias para o profissional. Possui radiopacidade adequada e fluorescência balanceada com a estrutura dental.

Indicações:

- Indicada para restauração direta e indireta de dentes anteriores e posteriores, permanentes e decíduos, colagem de fragmentos de dentes, redução ou fechamento de diastemas, corrigir defeitos estruturais ou alterar o formato ou cor de um dente.

 Excelente consistência fácil controle durante o manuseio

 Polimento ideal favorecendo o brilho e a longevidade das restaurações

 Sistema com 14 cores compatíveis à escala vita classical

Apresentação:

• 1 Seringa com 4 g
Disponível nas cores: DA1 | DA2 | DA3 | DA3,5 | DB2 | EA1 EA2 | EA3 | EA3,5 | EA4 | EB1 | EB2 | EB3 | EC2 | INCISAL



Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária



Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	05.823.205/0001-90
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.03.224-0
Nome do Dispositivo Médico	APPLIC
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Agente de Obturacao Provisoria
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80322400062
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351720979201184
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A. - BRASIL - CNPJ / Código Único: 05823205000190 - Endereço: AVENIDA MELVIM JONES, Nº 773 PQ INDUSTRIAL BANDEIRANTES 87070030
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	30/04/2012
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IFU - Applic - Rev. 06.pdf	1255604239 - 14/11/2023 08:47:39

Modelo Produto Médico
Applic 2 g (0101021009)
Applic 3 g
Applic 4 g
Applic 5 g
Applic 2 g (0101021008)

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária



Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	05.823.205/0001-90
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.03.224-0
Nome do Dispositivo Médico	APPLIC
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Agente de Obturacao Provisoria
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80322400062
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351720979201184
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A. - BRASIL - CNPJ / Código Único: 05823205000190 - Endereço: AVENIDA MELVIM JONES, N° 773 PQ INDUSTRIAL BANDEIRANTES 87070030
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	30/04/2012
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IFU - Applic - Rev. 06.pdf	1255604239 - 14/11/2023 08:47:39

Modelo Produto Médico
Applic 2 g (0101021009)
Applic 3 g
Applic 4 g
Applic 5 g
Applic 2 g (0101021008)

Applic Flow

Resina composta fluida fotopolimerizável

Applic Flow é uma resina composta fotopolimerizável, constituída de compósito microhíbrido e estético destinado à restauração de dentes anteriores e posteriores. O uso de monômeros metacrílicos, silanos e cargas com adequada distribuição de tamanho de partículas são combinados para fornecer um produto com propriedades físicas, mecânicas e óticas satisfatórias para o profissional.

Indicações:

- Restaurações de preparos pouco invasivos;
- Selamento de fósulas e fissuras;
- Forramento em restaurações diretas;
- Restaurações classe III e IV;
- Preparo tipo túnel;
- Reparo de defeitos de esmalte;
- Restauração em dentes decíduos;
- Colagem de fragmentos dentários;
- Reparo em resina composta;
- Selamento de lesões cervicais não cárias;
- Planificação das paredes do preparo.



Excelente adaptação em cavidades de difícil acesso



Alto poder de brilho



Estabilidade de cor e durabilidade

Apresentação:

- 1 Seringa com 2 g e 5 ponteiros
- Disponível nas cores A1, A2, A3, A3,5 e B2



Applic

Resina composta nanohíbrida fotopolimerizável

Resina constituída de compósito nanohíbrido destinado à restauração de dentes anteriores e posteriores. O uso de monômeros metacrílicos, silanos e cargas com adequada distribuição de tamanho de partículas são combinados para fornecer um produto com propriedades físicas, mecânicas e óticas satisfatórias para o profissional. Possui radiopacidade adequada e fluorescência balanceada com a estrutura dental.

Indicações:

- Indicada para restauração direta e indireta de dentes anteriores e posteriores permanentes e decíduos, colagem de fragmentos de dentes, redução ou fechamento de diastemas, corrigir defeitos estruturais ou alterar o formato ou cor de um dente.



Excelente consistência fácil controle durante o manuseio



Polimento ideal favorecendo o brilho e a longevidade das restaurações



Sistema com 14 cores compatíveis à escala vital clássica

Apresentação:

- 1 Seringa com 4 g
- Disponível nas cores: DA1 | DA2 | DA3 | DA3,5 | DB2 | EA1 EA2 | EA3 | EA3,5 | EA4 | EB1 | EB2 | EB3 | EC2 | INCISAL



JeG PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
 CNPJ: 05.283.263/0001-79 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.671857-0
 Telefone: (85) 2180-8042 / (85) 9-99870556
 EMAIL: contratos@jgpharma.com.br



ADEQUADA CONSOLIDADA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
 ATT. SR(A) PREGOEIRO(A) E COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024-SESA/SRP
 DATA E HORA DA ABERTURA: 09 DE AGOSTO DE 2024, ÀS 08H30MIN

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024-SESA/SRP, TEM POR OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

DECLARAMOS A CIÊNCIA E ACONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E EM SEUS ANEXOS.

DECLARAMOS QUE NÃO EMPREGAMOS MENOR DE 18 ANOS EM TRABALHOS NOTURNOS, PERIGOSOS OU INSALUBRES; NÃO EMPREGAMOS MENOR DE 16 ANOS, SALVO NA CONDIÇÃO DE MENOR APRENDIZ, ACIMA DOS 14 ANOS, NOS TERMOS DO ART.7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DECLARAMOS QUE NÃO POSSUÍMOS EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO OS INCISOS III E IV DO ART. 1º E INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DECLARAMOS RESERVA DE CARGO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PARA OS REABILITADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PREVISTA EM LEI.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

DECLARAMOS, QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDOS AS REMUNERAÇÕES, OS ENCARGOS SOCIAIS, TRIBUTÁRIOS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE A CONTRATAÇÃO LICITADA, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO, NÃO CABENDO NENHUM OUTRO ÔNUS QUE NÃO O VALOR ESTIPULADO NA REFERIDA PROPOSTA.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS QUE A NOSSA PROPOSTA FOI ELABORADA DE FORMA INDEPENDENTE, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLT/MP Nº 2, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009. SOB AS PENAS DA LEI.

PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, CONFORME OS TERMOS DO EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

GARANTIA DO OBJETO CONFORME OS TERMOS DO EDITAL

MATERIAL ODONTOLÓGICO							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT		VALOR TOTAL
5	ALAVANCA APICAL RETA.	UNIDADE	110	SAME	R\$ 27,24	vinte e sete reais e vinte e quatro centavos	R\$ 2.996,40
64	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML (PACOTE COM 100 UND)	PACOTE	200	COPOSUL	R\$ 7,92	sete reais e noventa e dois centavos	R\$ 1.584,00
148	SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 100 ML	LITRO	50	FORTSAN	R\$ 5,16	cinco reais e dezesseis centavos	R\$ 258,00
65	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML (PACOTE COM 100 UND)	PACOTE	200	TOTALPLAST	R\$ 3,78	três reais e setenta e oito centavos	R\$ 756,00
162	VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES (FRASCO COM 10ML)	FRASCO	30	AAF DO BRASIL	R\$ 13,97	treze reais e noventa e sete centavos	R\$ 419,10
						seis mil e treze reais e cinquenta centavos	R\$ 6.013,50
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA					R\$ 6.013,50	seis mil e treze reais e cinquenta centavos	

RAZÃO SOCIAL: J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
 CNPJ: 05.283.263/0001-79 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.671857-0
 ENDEREÇO: Rua Miriam Abreu, nº 16, Urucunema, Eusébio - CE CEP: 61.762-470
 TELEFONE: (85) 2180-8042 / (85) 9-99870556

CONTATOS:

PARA ENVIO DE ATAS E CONTRATOS: contratos@jgpharma.com.br

PARA ENVIO DE ORDENS DE FORNECIMENTO: comercial@jgpharma.com.br

PARA ENVIO DE EMPENHOS: faturamento@jgpharma.com.br

E-MAIL: contratos@jgpharma.com.br

CONTA: BANCO DO BRASIL AG: 3515-7 CC: 10223-7

EUSÉBIO(CE), 13 DE AGOSTO DE 2024

MARCIO COSTA
 FORTI:8063228
 9368

Assinado de forma digital
 por MARCIO COSTA
 FORTI:80632289368
 Dados: 2024.08.13
 15:33:57 -03'00'

MARCIO COSTA FORTI
 ADMINISTRADOR

CPF nº 806.322.893-68 / RG nº 94002319762
 J&G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
 CNPJ nº 05.283.263/0001-79 / IE: 06.671857-0



Dinamo Express Indústria e Comercio Ltda. - Epp

Rua Minas Gerais nº 220 -Bairro Campo Pequeno

Colombo - PR - CEP 83.404-230

CNPJ 04.267.668/0001-50 IE 902.32741-05



CARTA PROPOSTA READEQUADA

Ao

Setor de Licitações do Município de Viçosa do Ceará

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024-SESA/SRP

PROCESSO Nº 02/2024-SESA/SRP

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

1. Identificação do licitante:

Dinamo Express Indústria e Comercio Ltda. - Epp

Rua Minas Gerais nº 220 -Bairro Campo Pequeno - Colombo - PR - CEP 83.404-230

CNPJ 04.267.668/0001-50 IE 902.32741-05

Telefone: 41 3117- 1062 E-mail: vanessa@otimizalicitacoes.com.br

Dados Bancários: Banco do Brasil Agência /cidade 3041-4 - Dr. Muricy - Curitiba/PR Conta corrente nº 12084-7

Qualificação do socio autorizado a firmar o contrato/ata: sócio administrador, FANNY JITOMIRSKI , brasileiro, divorciada , empresária portador da cédula de identidade RG nº 9.40082-6 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 630.032.529-68

2. Condições Gerais da Proposta:

- A presente proposta é válida por 180 dias, contados da data de sua emissão.


3. Formação do Preço

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	marca/ modelo
104	MACRO MODELO DE BOCA PARA ATIVIDADE COLETIVA	20	kit	R\$ 239,90	R\$ 4.798,00	Dexpress/ macro arcada

Importa a presente proposta no valor total de R\$4.798,00(quatro mil setecentos e noventa e oito reais).

Declaramos de que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta

Colombo 09 de agosto de 2024


Fanny Jitomirski

SÓCIA ADMINISTRADORA

RG Nº 9.40082-6 SSP/PR

CPF: 630.032.529-68

04.267.668/0001-50
**DINAMO EXPRESS INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA. - EPP**
R. MINAS GERAIS, 220
CAMPO PEQUENO - CEP 83404-230
COLOMBO - PR



Dinamo Express Indústria e Comercio Ltda. - Epp
Rua Minas Gerais nº 220 -Bairro Campo Pequeno
Colombo - PR - CEP 83.404-230
CNPJ 04.267.668/0001-50 IE 902.32741-05




DECLARAÇÃO

A empresa DINAMO EXPRESS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP CNPJ: 04.267.668/0001-50 com sede na Rua Minas Gerais, 220 – Bairro Campo Pequeno – Colombo/PR, representada neste ato por seu sócio administrador, o Sra. Fanny Jitomirski SÓCIA ADMINISTRADORA, portadora do RG N° 9.40082-6 SSP/PR e CPF: 630.032.529-68, DECLARA:

- a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
- b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, Estado do Ceará, que que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei nº8.213/1991;
- c) que atendem aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei.

Colombo 09 de agosto de 2024


Fanny Jitomirski

SÓCIA ADMINISTRADORA
RG N° 9.40082-6 SSP/PR
CPF: 630.032.529-68

04.267.668/0001-50
DINAMO EXPRESS INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA. - EPP
R. MINAS GERAIS, 220
CAMPO PEQUENO - CEP 83404-230
COLOMBO - PR

2/10